

WhiteWash Professional Whitening Kit 6 % HP bieliaci set - obj. kód 7322

Návod na použitie

Čistite si zuby 2 minúty pomocou predleštiacej pasty (Pre-Polishing Paste), ktorá pripraví zuby na proces bielenia.

Bieliaci gél je najlepšie aplikovať, keď má izbovú teplotu. Ak ste bieliaci gél uchovávali v chladničke, vyberte ho pred použitím a nechajte ho zohriať na izbovú teplotu.

Zložte uzáver zo striekačky a nasadte aplikačný nástavec. Ten umožňuje naniesť tenkú vrstvu gélu na nosiče na bielenie. Je dôležité, aby ste do nosičov nenanášali príliš veľké množstvo gélu.

Naneste tenkú vrstvu gélu na vnútorný povrch nosiča podľa pokynov vášho zubného lekára. V prípade, že ste naniesli viac gélu, prebytočný gél utrite papierovou vreckovkou. Video s návodom, ako gél správne aplikovať, nájdete na adrese whitewashlaboratories.com/howit-works.

Po nanesení tenkej vrstvy gélu do horného aj dolného bieliaceho nosiča nasadte nosiče na zuby a jemným tlakom ich upevnite na miesto.

Dodržiavajte ošetrovací plán odporúčaný vašim zubným lekárom a noste nosiče naplnené gélom **1 hodinu počas dňa**. Táto rýchlo pôsobiaca formula bola špeciálne vyvinutá na použitie počas dňa.

Po použití zložte nosiče na bielenie, odstráňte prebytočný gél a opláchnite ich studenou vodou. Nepoužívajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k deformácii nosičov na bielenie.

Nosiče na bielenie uchováajte v ich puzdre. Na striekačku s bieliacim gélom znova nasadte uzáver a gél uchováajte na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia, pri teplote 5–25 °C.

Ak si nie ste istí niektorým z pokynov uvedených v tomto návode, obráťte sa na svojho zubného lekára.

Ekologickejšie obaly

Striekačka a puzdro na nosič na bielenie sú vyrobené z biologicky rozložiteľného ekologického plastu.

Tuba zubnej pasty je vyrobená z recyklovaného plastu.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov.