

WhiteWash Night 10 % CP bieliaci set - obj. kód 7348

a

WhiteWash Night 16 % CP bieliaci set - obj. kód 7349

Vysoko stabilný gél s peroxidom na bielenie zubov, ktorý bol vyvinutý zubnými lekármi na dosiahnutie optimálnych výsledkov bielenia s minimalizovaním citlivosti zubov. Rýchlo pôsobiaca formula určená na použitie počas dňa je obohatená o dusičnan draselný, fluorid a vápnik.

Návod

Bieliaci gél je najlepšie aplikovať, keď má izbovú teplotu. Ak ste bieliaci gél uchovávali v chladničke, vyberte ho pred použitím a nechajte ho zohriať na izbovú teplotu.

Zložte uzáver zo striekačky a nasadte aplikačný nástavec. Ten umožňuje naniesť tenkú vrstvu gélu na nosič na bielenie. Je dôležité, aby ste do nosičov nenanášali príliš veľké množstvo gélu.

Naneste tenkú vrstvu gélu na vnútornú plochu nosiča podľa pokynov, ktoré ste dostali od svojho zubného lekára. V prípade, že ste naniesli viac gélu, prebytočný gél utrite papierovou vreckovkou. Video s návodom, ako gél správne aplikovať, nájdete na adrese whitewashlaboratories.com/how-it-works.

Po nanosení tenkej vrstvy gélu do horného aj dolného bieliaceho nosiča nasadte nosiče na zuby a jemným tlakom ich upevnite na miesto.

Dodržiavajte ošetrovací plán odporúčaný vašim zubným lekárom a noste nosiče naplnené gélom cez noc počas spánku. Táto formula má pozvoľný účinok a bola špeciálne vyvinutá na použitie cez noc (gél zostáva aktívny 4 až 6 hodín).

Po použití zložte nosiče na bielenie, odstráňte prebytočný gél a opláchnite ich studenou vodou. Je dôležité nepoužívať horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k deformácii nosičov na bielenie.

Nosiče na bielenie uchováajte v ich puzdre. Na striekačku s bieliacim gélom znova nasadte uzáver a gél uchováajte na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia, pri teplote 5–25 °C.

Ak si nie ste istí niektorým z pokynov uvedených v tomto návode, obráťte sa na svojho zubného lekára.