

PROFESIONÁLNY BIELIACI GÉL – BEAM & PRO RANGE

Návod pre:

- WhiteWash Professional 10 % CP bělicí gel 1× 3 ml - obj. kód 7341
- WhiteWash Professional 16 % CP bělicí gel 1× 3 ml - obj. kód 7342
- WhiteWash Night 10 % CP bělicí gel 2× 3 ml - obj. kód 7353
- WhiteWash Night 16 % CP bělicí gel 2 × 3 ml - obj. kód 7354
- WhiteWash Night Cylinder 16 % CP bělicí set - obj. kód 7351

NOČNÝ PROFESIONÁLNY BIELIACI GÉL

10 % a 16 % KARBAMIDPEROXIDU

Návod na použitie

Bieliaci gél sa najlepšie aplikuje pri izbovej teplote. Ak ste bieliaci gél uchovávali v chladničke, pred použitím ho vyberte a nechajte zohriať na izbovú teplotu.

Odstráňte uzáver zo striekačky a nasadte aplikačný nadstavec. Ten umožňuje naniesť tenkú vrstvu gélu do bieliacich dláh. Je dôležité, aby ste do dláh nenanášali príliš veľké množstvo gélu.

Naneste tenkú vrstvu gélu na vnútornú plochu dlahy podľa pokynov, ktoré ste dostali od svojho zubného lekára. Ak ste naniesli príliš veľa gélu, prebytočný gél utrite papierovou vreckovkou. Video s návodom na správnu aplikáciu gélu nájdete na stránke whitewashlaboratories.com/how-it-works.

Po nanosení tenkej vrstvy gélu do hornej aj dolnej bieliacej dlahy nasadte dlahy na zuby a jemným tlakom ich upevnite na miesto.

*Dodržiavajte plán ošetrovania odporúčaný vašim zubným lekárom a dlahy naplnené gélom používajte **počas noci, keď spíte**. Toto zloženie **má pomalý účinok** a bolo špeciálne vyvinuté na nočné použitie (gél zostáva aktívny 4 až 6 hodín).*

Po použití bieliace dlahy vyberte, utrite z nich prebytočný gél a opláchnite ich studenou vodou. Je dôležité, aby ste dlahy neoplachovali horúcou vodou, pretože by sa mohli zdeformovať. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte na čistenie bieliacich dláh náš Čistič dláh.

Bieliace dlahy uchovávejte v priloženom puzdre. Na striekačku s bieliacim gélom opäť nasadte uzáver a uchovávejte ju na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote od 5 °C do 25 °C.

Ak si nie ste istí ktorýmkoľvek z pokynov uvedených v tomto letáku, obráťte sa na svojho zubného lekára.

Ďakujeme, že ste si na profesionálne bielenie zubov vybrali práve nás.

Na zachovanie belosti vašich zubov je dôležité dodržiavať nasledujúce odporúčania:

Dodržiavajte pokyny na používanie profesionálneho bieliaceho prípravku podľa odporúčaní svojho zubného lekára.

Počas bieliacej kúry obmedzte potraviny a nápoje, ktoré môžu spôsobovať zafarbenie zubov, ako sú káva, čaj a červené víno.

Používajte náš rad zubných pást a ústnych vôd, ktoré boli špeciálne vyvinuté na prevenciu zafarbenia a bielenie zubov. Pomáhajú odstraňovať povrchové škvrny a udržiavať žiarivý vzhľad vašich zubov.

Pravidelne navštevujte svojho zubného lekára kvôli profesionálnemu čisteniu. Pomôžete tak udržiavať zdravie zubov a ďasien a odstraňovať prípadné povrchové škvrny.

Podľa potreby absolvujte u svojho zubného lekára udržiavacie bielenie, ktoré pomôže zachovať žiarivý vzhľad vašich zubov. Môže zahŕňať ďalšie striekačky s bieliacim gélom alebo bieliace pásiky.

Navštívte stránku nazuby.cz a prezrite si kompletnú ponuku produktov na udržanie žiarivého úsmevu. Dodržiavaním týchto odporúčaní pomôžete zabezpečiť, aby vaše zuby zostali biele a zdravé po mnoho rokov.

Ekologicky šetrné obaly

Striekačka a puzdro na bieliace dlahy sú vyrobené z biologicky rozložiteľného ekologického plastu.

Tuba zubnej pasty je vyrobená z recyklovaného plastu.

Obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vždy používajte pod dohľadom zubného lekára.

V prípade nezvyčajnej citlivosti alebo reakcií prestaňte výrobok používať a obráťte sa na svojho zubného lekára.

Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Výrobok nie je určený pre tehotné ani dojčiace ženy.

Výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Ak ste v minulosti mali alergickú reakciu na niektorú zo zložiek obsiahnutých vo výrobku, odporúčame pred jeho použitím vykonať test na alergiu.