WhiteWash Day 6 % HP bieliaci set - obj. kód 7347

Vysoko stabilný gél s peroxidom na bielenie zubov, ktorý bol vyvinutý zubnými lekármi na dosiahnutie optimálnych výsledkov bielenia s minimalizovaním citlivosti zubov. Rýchlo pôsobiaca formula určená na použitie počas dňa je obohatená o dusičnan draselný, fluorid a vápnik.

Návod na použití

Bieliaci gél je najlepšie aplikovať, keď má izbovú teplotu. Ak ste bieliaci gél uchovávali v chladničke, vyberte ho pred použitím a nechajte ho zohriať na izbovú teplotu.

Zložte uzáver zo striekačky a nasaďte aplikačný nástavec. Ten umožňuje naniesť tenkú vrstvu gélu na nosič na bielenie. Je dôležité, aby ste do nosičov nenanášali príliš veľké množstvo gélu.

Naneste tenkú vrstvu gélu na vnútornú plochu nosiča podľa pokynov, ktoré ste dostali od svojho zubného lekára. V prípade, že ste naniesli viac gélu, prebytočný gél utrite papierovou vreckovkou. Video s návodom, ako gél správne aplikovať, nájdete na adrese whitewashlaboratories.com/how-it-works.

Po nanesení tenkej vrstvy gélu do horného aj dolného bieliaceho nosiča nasaďte nosiče na zuby a jemným tlakom ich upevnite na miesto.

Dodržiavajte liečebný plán odporúčaný vaším zubním lekárom a noste nosiče naplnené gélom 1 hodinu počas dňa. Táto rýchlo pôsobiaca formula bola špeciálne vyvinutá na použitie počas dňa.

Po použití bieliace nosiče zložte, odstráňte prebytočný gél a opláchnite ich studenou vodou. Je dôležité nepoužívať horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k deformácii bieliacich nosičov.

Nosiče na bielenie uchovávajte v ich puzdre. Na striekačku s bieliacim gélom znova nasaďte uzáver a gél uchovávajte na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia, pri teplote 5–25 °C.

Ak si nie ste istí niektorým z pokynov uvedených v tomto návode, obráťte sa na svojho zubného lekára.